

DEGRES-L+

Als Biozid zugelassener Desinfektionsreiniger, Enzymprodukt 2-in-1

DEGRES-L+ entfernt alle organischen Ablagerungen, selbst die hartnäckigsten, und desinfiziert, um eine perfekte Hygiene der Böden, Oberflächen und des Materials zu gewährleisten. Mit jedem Material vereinbar. Bei regelmäßiger Anwendung verhindert es das Auftreten von Biofilm und verringert so das Kontaminationsrisiko.

Vorteile

WIRKSAMKEIT

- **Enzymprodukt 2-in-1:** Tiefenreinigung (dank Enzymwirkung) und Desinfektion
- Action biocide contre les **bactéries**, les **levures**, les **moisissures** et les **virus enveloppés**¹ (**Coronavirus**)
- **Action préventive** contre la **listeria** grâce à la réduction du risque de formation de biofilm²
- **Bringt** das Material wieder **zum Glänzen**
- **Zeitersparnis** (2-in-1-Mittel, weniger Handarbeit dank Enzymwirkung)

SICHERHEIT

- Gibt die Bodenhaftung zurück und verringert die Unfallrisiken durch Ausrutschen
- **Produit à pH neutre: nicht aggressiv** gegenüber Personal en mode dilué à 1%

NACHHALTIGKEIT

- **Wassereinsparung** dank der Ein-Phase Behandlung
- **Positive Auswirkung auf die Umwelt** (Einleitung von vorgereinigtem Abwasser)
- **Biologisch abbaubar** > 98% in 28 Tagen

biozide Wirkung (1%)

- Belgische Zulassungsnummer : BE-REG-00590
- Französische Inventarnummer : 20993
- Deutsche autorisierungsnummer : N-66765

Anwendungsbereiche

Geeignet für :

- Reinigung und Desinfektion von Böden
- Reinigung und Desinfektion von Oberflächen (Wände, Arbeitsflächen, Maschinen, Material, ...)
- Einweichen und Abwaschen der empfindlichen Geräte und Material

NACHGEWIESENE WIRKSAMKEIT VON DEGRES-L+ !³



VOR DEGRES-L+

- Als sauber eingestuft Boden
- Schwarze Fugen

NACH DEGRES-L+

- Einwandfreies Hygieneniveau
- Tiefenreinigung + optimierte Desinfektion
- Aufarbeitung der Fugen



	BAKTERIZID			FUNGIZID			LEVURIZID			VIRUZID
Standard	EN 1040	EN 13697	EN 13697	EN 1275	EN 13697	EN 13697	EN 1275	EN 13697	EN 13697	EN 14476
Stamm	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>		<i>Aspergillus niger</i>			<i>Candida albicans</i>			<i>Vaccinia virus Ankara</i> ¹
Bedingung	NA	Sauberkeit	Schmutz	NA	Sauberkeit	Schmutz	NA	Sauberkeit	Schmutz	Schmutz
Störender Stoff	NA	Albumine 0,3g/L	Albumine 3 g/l	NA	Albumine 0,3 g/l	Albumine 3 g/l	NA	Albumine 0,3 g/l	Albumine 3 g/l	Albumine 3 g/l
Einwirkzeit	15 min	5 min	5 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min
Konzentration	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Temperatur	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C	20 +/- 1°C

¹Getestet am *Vaccinia virus Ankara* : Referenzvirus für Wirksamkeitstests an behüllten Viren.

²Im Falle eines reifen Biofilms sollten Sie unsere Experten konsultieren, um eine Heilbehandlung zu entwickeln, die an das Sortiment Biorem®.

³Ergebnisse nach einer täglichen Reinigung während einer Dauer von 3 Wochen bis einem Monat.

Gebrauchsanweisung

MANUELLE VERWENDUNG

Empfohlene Dosierung: 1%

1. Das Produkt in warmen Wasser auflösen oder über eine Reinigungsanlagen oder Verdünnungsanlage (Venturi - Verteiler) anwenden.
2. Das Produkt auf den schmutzigen Oberflächen oder Böden verwenden.
3. Für mindestens 15 Minuten wirken lassen (eine längere Kontaktzeit erhöht die Wirksamkeit).
4. Putzen, wenn es nötig ist.
5. Mit klarem Wasser ausspülen (unerlässlich).

Dieses Produkt kann auch für das Einweichen und das manuelle Abwaschen verwendet werden. Die Sicherheitsdatenblätter nachschlagen, um die Nutzungsbedingungen des Produktes zu respektieren.

pH-Wert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

In Lösung

Regelungen

Produkt entsprechend :

- Europäische Verordnung EG 648/2004 über Reinigungsmittel
- Verordnung EG 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
- Europäische Verordnung REACH (EG 1907/2006) angenommen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt gegen Risiken chemischer Substanzen zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Nur für professionelle Anwendung. Vorsicht mit dem Biozid. Vor der Verwendung, das Etikett und die Informationen über das Produkt lesen (das Sicherheitsdatenblatt ist auf www.realco.be/msds verfügbar).

Verpackungen

Artikelnummer: LIQ0824	Artikelnummer: LIQ1548	Artikelnummer: LIQ0935
Schachtel mit 4x5l	Kanister von 18l	Fässer von 200l
Palette mit 24 Schachteln (= 96 Kanister)	Palette mit 24 Kanistern	Palette mit 2 Fässern

Temperatur

35-55°C maximal

Wirkung



+ Ausspülen

Konzentration

1%

Einwirkzeit

5 - 15 minuten

Zertifizierung

Produkt zertifiziert :

- Koscher

Aufbewahrung

In der verschlossenen Originalverpackung zwischen +4°C und +25°C aufbewahren. Das Produkt innerhalb der 24 Monate ab Herstellungsdatum verwenden.